



Gulden Ophthalmics

(米国 ギュルデン社)

&

Vision Assessment corporation

(米国 ビジョンアセスメントコーポレーション社)



ベレンス氏 角型プリズムセット



AU-S16



AU-S22

※AU-S8 : 8個組は5・10・15・20Δ×各2+Redです

	Δ	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	40	45	50
AU-S16	16個組	●	●	●	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●
AU-S22	22個組	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プリズムジオプターΔと度°の換算		0.3	0.6	1.0	2.0	2.3	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	7.0	8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	14.0	16.5	19.5	22.0	24.0	26.5


ベレンス氏 プリズムバーセット



AU-BV15-B16



AU-LB14-15



		°	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
AU-BV15-B16	垂直	BV15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
ベレンス氏プリズムバーセット スタンダード	水平	B16	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AU-LB14-15	垂直	BV15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
ベレンス氏プリズムバーセット ロングサイズ	水平	B16	●	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-

※ロングサイズはプリズムを大きくしておりますので、垂直（30）水平（45）は入っておりません。
※単品販売も行っております。

パネルD-15テスト



New Lineup

AU-15126




AU-15130

■異なった感度の同系色がペアになっている為、第一色覚異常、第二色覚異常、第三色覚異常の混同色軸の評価が可能になりました。

■箱の裏蓋が透明となっており、容易にテスト結果を見る事が可能です。

★新しいラインナップとして、
【AU-15126 パネルD-15テスト 定価 ¥70,000】が追加されました。



フライ ステレオテスト



バタフライ ステレオテスト



- 立体視差20秒から4800秒の検査が出来ます。正常値は30秒から60秒以下とされております。
- 円視標では立体視差20秒から400秒までの検査が出来ます。
- 単眼視でも正確になる手がかり (monocular clue) が含まれない、新しいテクノロジーの採用により偽陽性 (false positive) になりにくくなっております。
- 抑制の有無とその患側も知ることが出来ます。
- ブックレットのカバーに回答が記載されております。
- 一つのセットに大人用と小児用の二種類の偏光眼鏡が付属されております。

ランダムドット ステレオテスト



ランダムドット Eテスト



- ランダムドットテストでは立体視差63秒、125秒、250秒、500秒の検査が出来ます。
- 円視標では立体視差12.5秒までの検査が出来ます。
- 単眼視でも正確になる手がかり (monocular clue) が含まれない、新しいテクノロジーが採用されています。
- ブックレットのバックカバーに回答が記載されております。
- 一つのセットに大人用と小児用の二種類の偏光眼鏡が付属されております。

- ドットサイズの異なるE視標により検査を行います。
- 一つのセットに大人用と小児用の二種類の偏光眼鏡が付属されております。



AU-15129
AU-15120

アイモデル (白内障用・LASIK用)

- 患者様へのインフォームドコンセントに最適です。
- 白内障用は、5種類のグレードの水晶体モデルが付いております。
- LASIK用は、フラップ部分と焦点距離が可動します。



AU-15161

レチノスコピーラック

- レチノスコピーの板付きレンズです。

AU-444



ベレンス三色ライト

- 色に対する知覚力の低い患者、特に小児の検査に最適です。
- LEDライトを採用いたしました。

ご注意：本体は二色ございますが指定出来ません。

AU-12122



遮眼子 マドックス付き

型番	品名	定価
AU-S8	ベレンス氏角型プリズムセット 8個組	30,000
AU-S16	ベレンス氏角型プリズムセット 16個組	56,000
AU-S22	ベレンス氏角型プリズムセット 22個組	70,000
AU-11101	ベレンス氏角型プリズム用レッドフィルター	4,000
AU-11101-005~500	ベレンス氏角型プリズム (単品: 1/2~50)	4,000
AU-11103	ベレンス氏角型プリズムセット22個組用ケース	22,000
AU-BV15-B16	ベレンス氏プリズムパーセット スタンダード	72,000
AU-BV15	ベレンス氏プリズムパー スタンダード 垂直	45,000
AU-B16	ベレンス氏プリズムパー スタンダード 水平	45,000
AU-LB14-15	ベレンス氏プリズムパーセット ロングサイズ	90,000
AU-LB14	ベレンス氏プリズムパー ロング 垂直	54,000
AU-LB15	ベレンス氏プリズムパー ロング 水平	54,000
AU-15126	パネルD-15テスト	70,000
AU-15130	パネルD-15コンバインドテスト (2本組)	110,000
AU-15129	アイモデル 白内障用	36,000
AU-15120	アイモデル LASIK用	36,000
AU-444	ベレンス氏三色テスト	21,000
AU-444-6	予備電球 (三色ライト用)	800
AU-15105	ベレンス氏三色テスト用 赤緑眼鏡	4,500
AU-12122	遮眼子 マドックス付	5,400
AU-15161	レチノスコピーラック	38,000

型番	品名	定価
AU-VA1000-S	フライ ステレオテスト	40,000
AU-VA1010-S	バタフライ ステレオテスト	40,000
AU-VA1005-S	ランダムドット ステレオテスト	40,000
AU-VA1015	ランダムドット Eテスト	32,000
AU-VA1030S	大人用眼鏡	9,800
AU-VA1031	小児用眼鏡	9,800

【輸入販売元】



アールイーメディカル株式会社
R E MEDICAL, INC.

大阪府中央区農人橋2-1-29

【販売元】



Eye Instruments **HANDAYA CO.,LTD**
株式会社 **はんだや**
SINCE1883

東京都文京区本郷3-37-8

電話 03-3811-0087 FAX03-3818-9695