


胸ポケットに入ります



「老眼研究会」基準準拠

HP-1237C2 40CM用近点視力表 ポケットタイプ

85×165mm/アクリル製

40cmの診断基準のポイントは、医学的老視の診断には調整幅を測定する必要が
あることを明確にし、簡便法として近見視力を採用した点です。近見に40cmを用いて
いるのは、欧米では16インチで近見距離を測定しており、これをcmで換算すると40.6cm
である事から、40cmと決めました。

今回の本製品は簡易に使用しやすいように胸ポケットに入るサイズにし、メジャーや
Pupil Sizeなどの付加的機能、裏面には小数点視力とLog換算表を掲載いたしました。

老眼研究会 基準 準拠



ここがポイント！



HS-2476TC ポーブル睫毛鑷子 TC

先端にタンゲステン板を使用したポーブル型の睫毛鑷子。
摩耗に強いのが特長です。

全長:107mm



HS-9920A 田中氏硝子体剪刀 23G

先端が回転する事が出来、刃先の切れ・操作性がよく、虹彩・硝子体の切開に有用です。

全長:145mm 先端部:3mm

HS-9920B 田中氏硝子体鑷子 23G

23Gトロカールより挿入できる鑷子。先端が回転するため、膜の形状に合わせて最良のポジショニングが可能です。

全長:145mm 先端部:4mm