

Dentoronics




HS-9891 ペインレス圧迫鉤

全長125mm、球部Φ2mm・板部40mm

主に23G・25G経結膜硝子体手術の圧迫に最適な器具です。球体側は球部(Φ2mm先端凹み加工)でピンポイント圧迫、球部の一部分に平面削り加工により結膜上圧迫での滑り止めの効果が期待できます。また、板部(幅5mm)での圧迫は斜視鉤等より痛みが軽減出来、折り曲げ部において確実な圧迫が期待できます。

御考案:京都市 鄭MD



麻酔針・硝子体注入に!

**HS-2739A・B デントロニクス注射針
NO. 30・No. 32**

デントロニクス社より、ディスプレイザブル針を販売開始いたしました。

- | | | | |
|---------|------------|--------|--------------|
| HS2739A | デントロニクス注射針 | NO. 30 | (0.30×12mm) |
| | | | 100本入 ¥1,500 |
| HS2739B | デントロニクス注射針 | NO. 32 | (0.26×12mm) |
| | | | 100本入 ¥4,500 |

New Size!



**HS-2227B スプリングハンドル剪刀
ショート**


定番のスプリングハンドル剪刀にショートサイズを発売開始いたします。従来のHS-2227 スプリングハンドル剪刀と組み合わせにより多彩な作業が可能となります。



HS-9892 柿崎氏下眼瞼狭瞼器

下眼瞼の円蓋部の形状に合わせて外が広く、内が狭く作成されております。1組1セット

御指導:愛知医科大学病院 柿崎先生



HS-9893 ムラマサ (8分割フレチョッパー)

先端部を長さ4mm・幅1.4mmと小型化し、鋭く作成しております。その為、フレチョップ法を行う際の眼内での操作性と、水晶体核中央部への刺入性に優れており、水晶体核の8分割等、多分割が容易に行えます。